

BD™ Kynäneulat

- BD™ Kynäneuloja on viittä eri pituutta
- Kynäneuloissa käytetään Thin Wall -teknologiaa, jonka ansiosta insuliinin virtaus tehostuu
- BD™ Kynäneuloissa on kolmivisteinen leikkauspinta
- Kynäneulat valmistetaan BD:n omissa tehtaissa ja näin varmistetaan myös tuotteiden laatu
- Kaikissa kynäneulan osissa käytetään edistyneitä tekniikoita, jolla taataan kynäneulan turvallisuus ja käyttömukavuus
- BD™ Kynäneulat ovat yhteensopivia kaikkien diabeteksen hoidossa käytettävien kynien kanssa



Tuotetiedot	Neulan koko Ulkehalkaisija (G) x pituus	Laatikko-/ toimituspakkaus	Tuotenumero
BD™ Kynäneulat	0,23 mm (32G) x 4 mm	100/1200	320211
BD™ Kynäneulat	0,25 mm (31G) x 5 mm	100/1200	320212
BD™ Kynäneulat	0,25 mm (31G) x 6 mm	100/1200	320733
BD™ Kynäneulat	0,25 mm (31G) x 8 mm	100/1200	320213
BD™ Kynäneulat	0,30 mm (30G) x 8 mm	100/1200	320214
BD™ Kynäneulat	0,33 mm (29G) x 12,7 mm	100/1200	320216



Tuotenumero: 320211



320212



320733



320213



320214



320216

Materiaalit

Pisaran muotoinen tarra: Paperi/
kopolymerikalvo
Kanta: Polypropyleeni
Neula: Ruostumaton teräs
(lääketieteellinen)
Neulan silikonointi: Silikoni, katalysoitu
– potilaan puoleinen pää; Silikoni,
katalysoimaton – kynän pää
Neulan liima: Ultraviolettiliima
Neulan suojus: Polyeteeni ja
värinkonsentraatti
Suojaus: Polyeteeni tai polypropyleeni

Pakkausmateriaali

Kartonki
Pahvi

CE-merkitty standardin
MDD 93/42/EEC mukaisesti
(Luokka IIa)



Sterilointi
Säteily (gamma)



5 vuotta



Lateksiton

Becton Dickinson Oy
Äyritie 18
01510 Vantaa

+358 (0)9 8870 780
bdsuomi@bd.com
bd.com/fin

